

Compat[®] Gastrotube

Perkutane Ernährungssonde (gastral)


Gastrale Ersatz-Gastrostomiesonde aus Silikon mit Y-Anschluss, mit Magenballon für die interne Fixierung.

Überblick

Compat[®] Gastrotubes sind in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich (16 und 22 FR).

- Y-ENFit™-Konnektor zur Verabreichung von Sondenahrung, Flüssigkeiten und Arzneimittel
- Langlebiger Silikonballon für eine Liegedauer von bis zu 90 Tagen
- Farbkodiertes Füllventil mit Luer-Anschluss:
 - einfache Identifikation der Sondengröße
 - Aufdruck des Ballonfüllvolumens
 - zum Befüllen des Ballons eine Luer-Spritze verwenden
- Längenmarkierung in cm
- Verbessertes Design der Halteplatte, um Hautirritationen zu vermeiden
- DEHP, BPA und latexfrei


ENFit[®]



Bestellinformationen

Name	Bestellnummer	PZN	Farbe	Ballonfüllmenge	Außendurchmesser	Menge	Sonden-größe	Länge
Compat [®] Gastrotube 16FR	12287746	4303766		10 cc	Ø 5.3	1	16 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 22FR	12287605	1869473		15 cc	Ø 7.3	1	22 FR	± 255 mm

Perkutane Ernährungssonde (gastral)



Komponenten

- A** Y-ENFit™-Konnektor zur Verabreichung von Sondennahrung, Flüssigkeiten und Arzneimitteln
- B und C** Farbkodiertes Füllventil zur Identifikation der Sondengröße und Aufdruck des Ballonfüllvolumens
- D** 37mm breite verstellbar Silicon-Rückhalteplatte mit Lüftungslöchern und erhabenen Füßen für bessere Luftzirkulation um Hautirritationen zu vermeiden
- E** Sondengrößenangabe
- F** Weicher, transparenter und biokompatibler Silikonschlauch mit Längenmarkierungen in cm
- G** Langlebiger Silicon-Ballon
- H** Offene, konische Spitze zur Nicht-traumatischen Sondenanlage
- I** Röntgendichte Markierung

Spezifikation

- Steril:** Mit Ethylenoxid (ETO) sterilisiert.
- Verpackung:** Einzeln verpackt zu je 1 Stück (370 x 100 x 40 mm).
- Lagerung:** In der Originalverpackung, bei Raumtemperatur und in einer trockenen Umgebung lagern.
- Haltbarkeit:** Bis zu 3 Jahre ab Produktionsdatum. Ablaufdatum auf der Verpackung.
- Gebrauchsdauer:** Für die Langzeitanwendung. Zum Einmalgebrauch.
- ISO Standard:** Der ENFit™-Konnektor erfüllt alle Anforderungen der ISO-Norm 80369-3.
- CE Kennzeichnung:** Entspricht der europäischen Medizinprodukte Richtlinie 93/42 EWG. Die CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten Stelle ausgestellt: Intertek Amtac (CE0473).
- Material:** Sondenschlauch: Silikonkautschuk. Verbindungsstücke: ABS. DEHP-, BPA- und latexfrei*.

*BPA, Latex und Phthalate einschließlich DEHP werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich hinzugefügt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren wissenschaftlichen Außendienst oder besuchen Sie www.nestlehealthscience.at

® Sofern nicht anders angegeben, gehören alle Markennamen der Société des Produits Nestlé S.A. oder werden mit Genehmigung verwendet.

Compat®