



Nestlé Health Science


# Compat® StayPut

9/18FR 120/165cm ENFit™

## Alle Merkmale auf einen Blick

Die Compat® StayPut 9/18FR ENFit™ ist eine **doppellumige, nasojejunale Ernährungssonde** zur frühzeitigen Ernährung kritisch kranker Patienten.

- Zur jejunalen Ernährung bei gleichzeitiger Ableitung des Magensekrets
- Zur endoskopischen, röntgenologischen oder perioperativen Sondenlegung geeignet
- Aus gewebefreundlichem Polyurethan
- Der violette ENFit™-Ernährungskonnektor (jejunal) ist mit allen ENFit™-Überleitgeräten und ENFit™-Spritzen kompatibel
- Der weiße Magendrainage-Trichteranschluss ist mit den meisten Sammelbehältern und Katheteransatz- oder orale Spritzen kompatibel\*
- Die Sondenlänge ermöglicht die sichere Platzierung jenseits des Treitz'schen Bandes
- Mit vormontiertem offenen, durchfließbaren Mandrin mit Silikon-Gleitmittelbeschichtung, um die Sondenlegung zu erleichtern:
  - Silikon-Gleitmittelbeschichtung zur leichteren Entfernung des Mandrins nach Positionierung der Sonde.



## Komponenten

- A Offener, durchfließbarer Mandrin mit Gleitmittelbeschichtung
- B ENFit™-Konnektor mit Drehverschluss und Verschlusskappe
- C Magendrainage-Trichteranschluss mit Verschlusskappe
- D Sondenbezeichnung am Verbindungsstück

### Magensonde:

- E 18FR/120 cm Magendrainage-Sonde mit Längenmarkierungen alle 5 cm
- F Vier versetzte Drainage-Öffnungen an der Sonde (zwei an jeder Seite)
- G Besonders strahlenundurchlässige Spitze

### Jejunalsonde:

- H 9FR/165 cm Jejunalsonde
- I Hydromer®-Gleitmittelbeschichtung am distalen Ende (letzte 25 cm)
- J Besonders strahlenundurchlässige Spitze mit zwei lateralen Öffnungen zur Nahrungsgabe und offenes distales Ende für die Platzierung mittels Draht (Führungsdraht nicht inkludiert)
- K Antennenspitze zur leichteren endoskopischen Manipulation

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren wissenschaftlichen Außendienst oder besuchen Sie [www.nestlehealthscience.at](http://www.nestlehealthscience.at)

\* Einige Inkompatibilitäten sind möglich. \*\*Überschreitet die maximale Konzentration von 0,1% Gesamt-DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalat) nicht.

© Sofern nicht anders angegeben, gehören alle Markennamen der Société des Produits Nestlé S.A. oder werden mit Genehmigung verwendet.

## Bestellinformation

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat® StayPut 9/18FR 120/165 cm ENFit™	12262827	1 Stück

## Spezifikation

- Sondengröße:** Gastral 18FR/120 cm/Ø 6,0/4,8 mm Jejunal 9FR/165 cm/Ø 3,0/2,2 mm
- Steril:** Mit Ethylenoxid (ETO) sterilisiert.
- Material:** Röntgenkontrastfähige Polyurethansonde. Konnektor ABS. DEHP, BPA und Latexfrei\*\*.
- Verpackung:** Einzeln verpackt zu je 1 Stück (200x25x235 mm).
- Lagerung:** In der Originalverpackung, bei Raumtemperatur und in einer trockenen Umgebung lagern.
- Haltbarkeit:** Bis zu 3 Jahre ab Produktionsdatum. Ablaufdatum auf der Verpackung.
- Gebrauchsdauer:** Nicht länger als 29 Tage verwenden. Zum Einmalgebrauch.
- ISO Standard:** Der ENFit™-Konnektor erfüllt alle Anforderungen der ISO-Norm 80369-3.
- CE Kennzeichnung:** Entspricht der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie 93/42 EWG. Die CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten Benannten Stelle ausgestellt: LNE / G-MED (CE0459).

Patientensicherheit ist unsere höchste Priorität.